



oclean

X10

Uporabniški priročnik

Spoštovana stranka,
zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. Pred prvo uporabo natančno preberite naslednja navodila in ta priročnik shranite za poznejšo uporabo. Posebno pozornost namenite varnostnim navodilom. Če imate kakršna koli vprašanja ali pripombe v zvezi z napravo, se obrnite na prodajalca.

Smartus.si

Pomembni varnostni nasveti

- Ta izdelek je priporoljivo uporabljati osebam, starejšim od 12 let.
- Izdelek se lahko uporablja samo z nadomestnimi glavami Oclean. Družba Oclean ni odgovorna za kakršne koli posledice, ki bi nastale zaradi uporabe necertificiranih glav drugih proizvajalcev.
- Ta izdelek je namenjen samo osebni negi in ni priporoljivo za uporabo v medicinske namene in za več uporabnikov.
- Ta izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Zobne ščetke ne postavljajte dlje časa pod neposredno sončno svetlobo. Priporoljivo je, da jo hranite v suhih dobro prezračenih prostorih z normalno temperaturo.
- Pred polnjenjem ohišje zobne ščetke posušite in ga obrišite z mehko krpo. Po polnjenju namestite spodnji pokrov na prvotno mesto in se prepričajte, da je zatesnjen in vodotesen. Družba Oclean ni odgovorna za kakršne koli posledice zaradi nepravilnega delovanja.
- Napajati ga je treba le z varnostno zelo nizko napetostjo, ki ustreza oznaki na izdelku. V navodilih za izdelke, ki vsebujejo baterije, ki jih uporabnik ne more zamenjati, mora biti navedena vsebina naslednjega:
- Ta izdelek vsebuje baterije, ki jih lahko zamenjajo le usposobljeni strokovnjaki.



• Glava š etke

Pri zamenjavi glave š etke
izvlecite in vstavite
nadomestno glavo š etke
navpi no in je ne obra ajte
levo ali desno.

Zobozdravniki priporo ajo,
da glavo š etke zamenjate
vsaka dva do tri mesece.

Navodila za uporabo

- Upravljanje z gumbom navzgor in navzdol

Zobna ščetka lahko nastavite z gumbi, s pritiskom na gumb navzgor preklopite na in delovanja, s pritiskom na gumb navzdol pa stopnjo moči. Zobna ščetka lahko nastavite na 5 načinov: intenzivno beljenje, specializirano čiščenje, občutljiv način, poliranje in masaža dlesni. Zobna ščetka ima 5 stopenj moči, med katerimi lahko izbirate.

- Upravljanje z gumbom za vklop/izklop

Ko se zobna ščetka vklopi, se dotaknete gumba ON/OFF in si za nite ščetkati zobe. Če se gumba dotaknete med delovanjem, se delovanje ustavi; če se ga dotaknete znova v 15 sekundah, se delovanje nadaljuje; brez delovanja več kot 15 sekund se izklopi zaslon in zobna ščetka preide v stanje hibernacije. Ko je prikazan emoji, bo zobna ščetka hibernirala neposredno s tapom na gumb ON/OFF.

Če želite ponastaviti jezikovne nastavitve, pritisnite gumb "ON" za 8 sekund, da se vrnete na tovarniške nastavitve.

- Program ščetkanja

Zobna ščetka bo privzeto delovala 2 minuti v načinu "intenzivno beljenje". Zobna ščetka bo uporabnika z vibriranjem vsakih 30 sekund opomnila, da je treba zamenjati območje ščetkanja, po 2 minutah delovanja pa bo samodejno prenehala delovati.

- Pametne povratne informacije o ščetkanju

Po ščetkanju se na zaslonu električne zobne ščetke prikažeta ocena in povratne informacije o rezultatih ščetkanja, ocena pa temelji na sistemu točkovanju z zvezdicami. Ko je del ščetkanja ocenjen s tremi zvezdicami, se na zaslonu zobne ščetke prikaže emotikon in ščetkanje se konča. Če je odsek ščetkanja ocenjen z manj kot 3 zvezdicami (vključno z 2 zvezdicama, 1 zvezdico in brez zvezdice), se na zaslonu zobne ščetke prikaže model zob, ki opozarja na področja, ki jih je treba dodatno ščetkati, in samodejno ustvari čas ščetkanja, ki ga zahteva dodatno ščetkanje. Po opominu za dodatno ščetkanje boste morali slediti nasvetom in se dotakniti gumba navzgor ali navzdol, da vklopite način ponovnega ščetkanja. Ko bo dodatno ščetkanje v celoti opravljeno, bo zobna ščetka na zaslonu prikazala in emotikon, postopek ščetkanja pa se bo končal.



- Polnjenje zobne ščetke

Ta izdelek uporablja mehanizem za polnjenje tipa C. Ko je potrebno polnjenje, priključite polnilni kabel na vtičnik, odstranite zaščitni pokrov na dnu in vstavite vtičnik Type-C na enem koncu polnilnega kabla v vrata USB na dnu zobne ščetke za polnjenje. Ko se popolnoma napolni, ga prej odklopite polnilni kabel in namestite zaščitni pokrov na dnu. (Kot je prikazano na sliki)

Če popolnoma napolnjeno zobno ščetko dlje časa pustite na kablu za polnjenje pod napetostjo, se lahko vgrajena baterija predčasno izprazni, kar vpliva na uporabniško izkušnjo.

Hvala za uporabo električne zobne ščetke Oclean Smart Sonic.

Posebej pozorne morajo biti osebe z naslednjimi stanji:

- osebe, ki so pred kratkim prestale parodontalno operacijo ali so na zdravljenju, povezanem z ustno votlino. Posamezniki z drugimi simptomi v ustih, vključno s tistimi, ki imajo nestabilne zobne proteze ali vztrajno množično krvavitev iz dlesni.

- Druge osebe z občutljivimi ustnimi težavami. Ta izdelek ni priporočljiv za uporabo pri zgoraj navedenih stanjih in se pred uporabo posvetujte s poklicnim zobozdravnikom.

- Ta izdelek ni primeren za osebe s posebnimi potrebami, duševnimi boleznimi ali pomanjkanjem ustreznih izkušenj in znanja [vključno z otroki (0-12 let)]. Razen pod nadzorom skrbnikov.



- Ikona novega sporočila

Ikona novega sporočila se na zaslonu prikaže ob novem sporočilu o dejavnosti, obvestilu o posodobitvi programske opreme ali drugi opozorilni informaciji.



- Opozorilo o nizki stopnji napolnjenosti baterije

Ko je odstotek baterije nižji od 20 %, se na zaslonu zobne š etke ob asno prikaže opozorilo, da je baterija izpraznjena in da jo morate kmalu napolniti. Ko je baterija resno izpraznjena in je odstotek manjši od 1 %, bo zobna š etka izklopljena, motor zobne š etke pa bo z vibriranjem opozoril, da je treba baterijo napolniti, prav tako pa se ne bo vklopil zaslon.

Kako polniti

Ko je potrebno polnjenje, odstranite zaš itni pokrov na spodnjem delu zobne š etke, priklju ite polnilni kabel na vti in vstavite polnilni kabel Type-C, ki je povezan z vti em, v polnilna vrata na spodnjem delu zobne š etke. Med obi ajnim polnjenjem bo na zaslonu zobne š etke prikazan vmesnik za polnjenje. Na splošno bo popolnoma napolnjena v približno 3 urah.

Priporo ena metoda š etkanja zob



Zobno š etko po asi premikajte pod kotom 45° med š etinami in dlesnijo. Med tem postopkom ni treba ro no š etkati navzgor in navzdol.



Ro aj zobne š etke držite nežno, gibajte se po asi s krožnimi gibi in ne izvajajte pretiranega pritiska.



Po š etkanju sperite z vodo.

iš enje in vzdrževanje



iš enje telesa zobne š etke in glave š etke.
Izperite ga pod teko o vodo, na š etine glave š etke namestite pokrov ek. Po umivanju glavo š etke posušite na zraku in ne vle ite š etin.

Specifikacije izdelka

Ime izdelka	Elektri na zobna š etka Oclean XS Smart Sonic
Model	R3100
Stopnja IP	IPX7
Vhodna mo	2.5W
Polnjenje	Tip-C polnjenje
Vhod	5V =0.5A
Trajanje baterije*	60 dni
Kapaciteta baterije	1200mAh
as polnjenja	3 ure
Standard za izvajanje	Q/SZYD 1-2021

+Izra unano v na inu beljenja, 2 minuti, 2-krat/dan.



- Naprave NE razstavlajte, ne udarjajte, ne iztiskajte in je ne me ite v ogenj.
- Zobne š etke NE uporabljajte, e je baterija vgrajena ali se je razširila.
- NE postavljajte v okolje z visoko temperaturo.
- Naprave NE uporabljajte, e je bila njena baterija izpostavljena potopitvi v vodo.
- Preden napravo zavržete, morate iz nje odstraniti baterijo.
- Preden odstranite baterijo, je treba napravo izklopiti.
- Baterijo je treba varno odstraniti.

Garancijski Pogoji

Za kupljen nov izdelek je zagotovljeno jamstvo za 1 leto. Če v garancijskem obdobju potrebujete popravilo ali druge storitve, se obrnite neposredno na prodajalca izdelka, predložiti morate originalno dokazilo o nakupu z datumom nakupa. Naslednje se šteje za neskladje z garancijskimi pogoji, zaradi česar se uveljavljeni zahtevek ne more priznati:

- Uporaba izdelka za kakršen koli namen, razen za tistega, za katerega je izdelek namenjen, ali neupoštevanje navodil za vzdrževanje, delovanje in servisiranje izdelka.
- Poškodba izdelka zaradi naravne nesreče, posredovanja nepooblaščenih oseb ali poškodb, ki jo je povzročila nepooblaščen oseb ali fizična poškodba po krivdi kupca (npr. med prevozom, iščenju z neustreznimi sredstvi itd.).
- Naravna obraba in staranje potrošnega materiala ali sestavnih delov med uporabo (kot so baterije itd.).
- Izpostavljenost neugodnim zunanjim vplivom, kot so sončna svetloba in druga sevanja ali elektromagnetna polja, vdor tekočin, vdor predmetov, prenapetost električnega omrežja, napetost elektrostatične razelektritve (vključno s strelo), napačna napajalna ali vhodna napetost in neustrezna polarnost te napetosti, kemični procesi, kot je uporabljena moč napajalniki itd.
- Če je kdor koli izvedel spremembe, predelave, dopolnitve zasnove ali prilagoditev, da bi spremenil ali razširil funkcije izdelka v primerjavi z kupljeno zasnovo ali uporabo neoriginalnih sestavnih delov.

Izjava EU o skladnosti

Predmet izjave:

Naslov: XS Smart Sonic Električna Zobna Ščetka

Model: R3100

Zgornji izdelek je bil preskušen v skladu s standardom(-i), ki se uporablja(-jo) za dokazovanje skladnosti z bistvenimi zahtevami, določenimi v direktivi(-ah):

Direktiva 2014/30/EU

Direktiva št. 2014/35/EU

Direktiva št. 2011/65/EU, kakor je bila spremenjena 2015/863/EU

The image shows the CE mark, which consists of the letters 'C' and 'E' in a stylized, bold font. The 'C' is on the left and the 'E' is on the right, both with a slight gap between them. The mark is black and positioned on the left side of the page.

OEEO

Tega izdelka ne smete odlagati med običajne gospodinjne odpadke v skladu z Direktivo EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO - 2012/19/EU).

Namesto tega ga je treba vrniti na mesto nakupa ali oddati na javnem zbirnem mestu za odpadke, ki jih je mogoče reciklirati. Z zagotovitvijo pravilnega odlaganja tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno ravnanje z odpadki tega izdelka. Za dodatne informacije se obrnite na lokalno oblast ali najbližjo zbirno točko. Zaradi nepravilnega odstranjevanja tovrstnih odpadkov lahko v skladu z nacionalnimi predpisi izreče globo.

